



Endoprótese GORE® EXCLUDER® AAA



Endoprótese de Ramificação Ilíaca GORE® EXCLUDER®

## CONFIGURAÇÕES

## Endoprótese de tronco e perna ipsilateral

Código do produto do C3® Delivery System	Diâmetro aórtico interno pretendido (mm)	Diâmetro da extremidade aórtica (mm)	Diâmetro ilíaco interno pretendido (mm)	Diâmetro da extremidade ilíaca (mm)	Comprimento total do dispositivo (cm)	Tamanho de bainha recomendado (Fr)
NOVO! RLT231212K	19-21	23	10-11	12	12	16
NOVO! RLT231214K	19-21	23	10-11	12	14	16
NOVO! RLT231216K	19-21	23	10-11	12	16	16
NOVO! RLT231218K	19-21	23	10-11	12	18	16
NOVO! RLT231412K	19-21	23	12-13,5	14,5	12	16
NOVO! RLT231414K	19-21	23	12-13,5	14,5	14	16
NOVO! RLT231416K	19-21	23	12-13,5	14,5	16	16
NOVO! RLT231418K	19-21	23	12-13,5	14,5	18	16
NOVO! RLT261212K	22-23	26	10-11	12	12	16
NOVO! RLT261214K	22-23	26	10-11	12	14	16
NOVO! RLT261216K	22-23	26	10-11	12	16	16
NOVO! RLT261218K	22-23	26	10-11	12	18	16
NOVO! RLT261412K	22-23	26	12-13,5	14,5	12	16
NOVO! RLT261414K	22-23	26	12-13,5	14,5	14	16
NOVO! RLT261416K	22-23	26	12-13,5	14,5	16	16
NOVO! RLT261418K	22-23	26	12-13,5	14,5	18	16
NOVO! RLT281212K	24-26	28,5	10-11	12	12	18
NOVO! RLT281214K	24-26	28,5	10-11	12	14	18
NOVO! RLT281216K	24-26	28,5	10-11	12	16	18
NOVO! RLT281218K	24-26	28,5	10-11	12	18	18
NOVO! RLT281412K	24-26	28,5	12-13,5	14,5	12	18
NOVO! RLT281414K	24-26	28,5	12-13,5	14,5	14	18
NOVO! RLT281416K	24-26	28,5	12-13,5	14,5	16	18
NOVO! RLT281418K	24-26	28,5	12-13,5	14,5	18	18
RLT311413K	27-29	31	12-13,5	14,5	13	18
RLT311415K	27-29	31	12-13,5	14,5	15	18
RLT311417K	27-29	31	12-13,5	14,5	17	18
RLT351414K	30-32	35	12-13,5	14,5	14	18
RLT351416K	30-32	35	12-13,5	14,5	16	18
RLT351418K	30-32	35	12-13,5	14,5	18	18

## Endoprótese de perna contralateral

Código do produto	Diâmetro interno pretendido da ilíaca (mm)	Diâmetro da extremidade ilíaca (mm)	Comprimento da endoprótese de perna contralateral (cm)	Tamanho de bainha recomendado (Fr)
PXC121000	10-11	12	10	12
PXC121200	10-11	12	12	12
PXC121400	10-11	12	14	12
PXC141000	12-13,5	14,5	10	12
PXC141200	12-13,5	14,5	12	12
PXC141400	12-13,5	14,5	14	12
PLC161000K*	13,5-14,5	16	9,5	12
PLC161200K*	13,5-14,5	16	11,5	12
PLC161400K*	13,5-14,5	16	13,5	12
PLC181000K*	14,5-16,5	18	9,5	12
PLC181200K*	14,5-16,5	18	11,5	12
PLC181400K*	14,5-16,5	18	13,5	12
PLC201000K*	16,5-18,5	20	9,5	12
PLC201200K*	16,5-18,5	20	11,5	12
PLC201400K*	16,5-18,5	20	13,5	12
PLC231000K*	18,5-21,5	23	10	14
PLC231200K*	18,5-21,5	23	12	14
PLC231400K*	18,5-21,5	23	14	14
PLC271000K*	21,5-25,0	27	10	15
PLC271200K*	21,5-25,0	27	12	15
PLC271400K*	21,5-25,0	27	14	15

## Componente de Ramificação Ilíaca

Código do produto	Diâmetro pretendido do vaso ilíaco externo (mm)	Diâmetro da extremidade ilíaca (mm)	Comprimento do componente de ramificação ilíaca (cm)	Tamanho de bainha recomendado (Fr)
CEB231010K	6,5-9	10	10	16
CEB231210K	10-11	12	10	16
CEB231410K	12-13,5	14,5	10	16

## Componente ilíaco interno

Código do produto	Diâmetro pretendido do vaso ilíaco interno (mm)	Diâmetro da extremidade ilíaca (mm)	Comprimento do componente ilíaco interno (cm)	Tamanho de bainha recomendado (Fr)
HGB161007K	6,5-9	10	7	12
HGB161207K	10-11	12	7	12
HGB161407K	12-13,5	14,5	7	12

## Bainha GORE® DrySeal Com Revestimento Hidrófilo

Código do produto	Tamanho da bainha (Fr)
DSL1228K	12
DSL1428K	14
DSL1628K	16
DSL1828K	18

Todas as bainhas têm 28 cm de comprimento.

## Endoprótese de extensão ilíaca


Código do produto	Diâmetro ilíaco interno pretendido (mm)	Diâmetro da endoprótese (mm)	Comprimento da endoprótese (cm)	Tamanho de bainha recomendado (Fr)
PXL161007	8-9	10	7	12
PXL161207	10-11	12	7	12
PXL161407	12-13,5	14,5	7	12

## Endoprótese de extensão aórtica


Código do produto	Diâmetro aórtico interno pretendido (mm)	Diâmetro da endoprótese (mm)	Comprimento da endoprótese (cm)	Tamanho de bainha recomendado (Fr)
NOVO! PLA230300K	19-21	23	3,3	16
NOVO! PLA260300K	22-23	26	3,3	16
NOVO! PLA280300K	24-26	28,5	3,3	16
PLA320400K	27-29	32	4,5	17
PLA360400K	30-32	36	4,5	18

\* OBSERVE: Todas as endopróteses de extremidade contralateral de diâmetro grande (16, 18, 20, 23, 27 mm) podem ser utilizadas como extensão ilíaca.


■ **23 / 26 / 28,5 mm**  
**Endoprótese de extensão aórtica**  
*(Bainha de 16 Fr obrigatória)*






■ **32 / 36 mm**  
**Endoprótese de extensão aórtica**  
*(Bainha de 17 / 18 Fr obrigatória)*




■ **23 / 26 / 28,5 mm**  
**Endoprótese de tronco e perna ipsilateral**  
*(Bainha de 16 / 18 Fr obrigatória)*




■ **31 / 35 mm**  
**Endoprótese de tronco e perna ipsilateral**  
*(Bainha de 18 Fr obrigatória)*




Dispositivo de 31 mm  
 13 / 15 / 17 cm  
 Dispositivo de 35 mm  
 14 / 16 / 18 cm  
 Comprimento da endoprótese de tronco e perna ipsilateral



■ **Endoprótese de perna contralateral<sup>2</sup>**  
*(Bainha de 12 Fr obrigatória)*



■ **Endoprótese de perna contralateral**  
*(Bainha de 12 Fr obrigatória)*



■ **Endoprótese de extensão ilíaca<sup>1</sup>**  
*(Bainha de 12 Fr obrigatória)*



- Endoprótese de tronco e perna ipsilateral
- Endoprótese de perna contralateral
- Endoprótese de extensão ilíaca
- Endoprótese de extensão aórtica
- Componente de ramificação ilíaca
- Componente ilíaco interno

<sup>1</sup> Os tamanhos tradicionais da endoprótese de extensão ilíaca (10, 12, 14,5 mm) não são compatíveis com as endopróteses de perna contralateral com diâmetro grande (16, 18, 20, 23, 27 mm).



<sup>2</sup> Todas as endopróteses de perna contralateral de diâmetro grande (16, 18, 20, 23, 27 mm) podem ser utilizadas como as endopróteses de extensão ilíaca.

<sup>3</sup> A endoprótese de perna contralateral de 27 mm x 10 cm não possui marcador radiopaco 6 cm acima da extremidade distal.

<sup>4</sup> Bainha reforçada, flexível, de 12 Fr x 45 cm.



■ **Endoprótese de perna contralateral<sup>2,3</sup>**  
*(Bainha de 14 / 15 Fr obrigatória)*



■ **Componente de ramificação ilíaca**  
*(Bainha de 16 Fr obrigatória)*

■ **Componente ilíaco interno<sup>4</sup>**  
*(Bainha de 12 Fr obrigatória)*



**W. L. GORE & ASSOCIATES, INC.**

Flagstaff, AZ 86004

+65.67332882 (Asia Pacific)

00800.6334.4673 (Europe)

800.437.8181 (United States)

928.779.2771 (United States)

**[goremedical.com](http://goremedical.com)**

Os produtos listados podem não estar disponíveis em todos os mercados.

GORE®, C3®, EXCLUDER®, and designs are trademarks of W. L. Gore & Associates.  
© 2018 W. L. Gore & Associates, Inc. AX0215-PT1 JUNE 2018