




**Vascular**<sup>®</sup>  
therapies for living

oceanus  
35

Cateter balão de dilatação  
para ATP

A SOLUÇÃO EM PERIFÉRICO

# O mais rápido em velocidade de desinsuflação



Testes realizados por iVascular.  
Informação arquivada na iVascular.

Até 76%  
mais  
rápido

## Tubo de duplo lúmen com desenho otimizado

Excelente empurrabilidade e navegabilidade, maximizando a velocidade de desinflar.

Lúmen de insuflação

Lúmen guia



# Excelente desenho de balão para ATP

## Perfil de Dobradura e Desdobradura do balão

Excepcional perfil de cruzamento devido a dobradura em 6 asas e desdobradura em 3 asas que permite uma fácil extração através do introdutor.

Diâmetro (mm)	Introdutor (F)
5.0 – 6.0 – 7.0*	5 F
7.0-8.0-9.0-10.0	6 F
12.0	7 F



\* Comprimentos até 80 mm.

## Ponta cônica atraumática ótima para cruzamentos de lesões complexas



Transição suave atraumática

Perfil da ponta



Ponta atraumática com acabamento suave.

Abraça a guia evitando possíveis lesões na parede arterial.

## Conector em Y avançado

Desenho ergonômico para facilitar a retirada com uma só mão.





## OCEANUS 35 Dados de elasticidade

Diâmetro do balão (mm)	5mm	6mm	7mm	8mm	9mm	10mm	12mm
Pressão nominal (atm)	7	6	7	7	6	6	6
Pressão nominal de ruptura (atm)	16	16	16	15	14	13	12

## Características gerais

- Cateter coaxial ou mono rail
- Comprimento útil do cateter: 80 cm e 140 cm.
- Compatível com guia de 0,035"
- Perfil da ponta: 0,036"
- Perfil de cruzamento: entre 0,061" e 0,083"



Produto com certificado CE  
Produto registrado na ANVISA

## Referências Comprimento do Cateter 80 cm


Diâmetro do balão mm	Comprimento do balão (mm)						
	20	40	60	80	120	150	200
5	BP PC35 080 500 020	BP PC35 080 500 040	BP PC35 080 500 060	BP PC35 080 500 080	BP PC35 080 500 120	BP PC35 080 500 150	BP PC35 080 500 200
6	BP PC35 080 600 020	BP PC35 080 600 040	BP PC35 080 600 060	BP PC35 080 600 080	BP PC35 080 600 120	BP PC35 080 600 150	BP PC35 080 600 200
7	BP PC35 080 700 020	BP PC35 080 700 040	BP PC35 080 700 060	BP PC35 080 700 080	BP PC35 080 700 120		
8	BP PC35 080 800 020	BP PC35 080 800 040	BP PC35 080 800 060	BP PC35 080 800 080			
9	BP PC35 080 900 020	BP PC35 080 900 040	BP PC35 080 900 060	BP PC35 080 900 080			
10	BP PC35 080 100 020	BP PC35 080 100 040	BP PC35 080 100 060				
12	BP PC35 080 120 020	BP PC35 080 120 040	BP PC35 080 120 060				

## Referências Comprimento do Cateter 140 cm

Diâmetro do balão mm	Comprimento do balão (mm)						
	20	40	60	80	120	150	200
5	BP PC35 140 500 020	BP PC35 140 500 040	BP PC35 140 500 060	BP PC35 140 500 080	BP PC35 140 500 120	BP PC35 140 500 150	BP PC35 140 500 200
6	BP PC35 140 600 020	BP PC35 140 600 040	BP PC35 140 600 060	BP PC35 140 600 080	BP PC35 140 600 120	BP PC35 140 600 150	BP PC35 140 600 200
7	BP PC35 140 700 020	BP PC35 140 700 040	BP PC35 140 700 060	BP PC35 140 700 080	BP PC35 140 700 120		
8	BP PC35 140 800 020	BP PC35 140 800 040	BP PC35 140 800 060	BP PC35 140 800 080			
9	BP PC35 140 900 020	BP PC35 140 900 040	BP PC35 140 900 060	BP PC35 140 900 080			
10	BP PC35 140 100 020	BP PC35 140 100 040	BP PC35 140 100 060				
12	BP PC35 140 120 020	BP PC35 140 120 040	BP PC35 140 120 060				

**Vascular**<sup>®</sup>  
therapies for living

Distribuído por:



Fabricado por:  
iVascular (LVD Biotech SL)  
Cami de Can Ubach, 11  
08620 Sant Vicenç dels Horts  
Barcelona - Espanha  
[www.ivascular.es](http://www.ivascular.es)

Filial no Brasil  
iVascular do Brasil Ltda  
Rua Vicente Rodrigues da Silva, 757  
Jd Piratininga, Osasco - SP  
CEP 06230-096  
Tel +55 11 43119240  
[www.ivascularbrasil.com.br](http://www.ivascularbrasil.com.br)