



**Vascular**<sup>®</sup>  
therapies for living

restorer

---

Sistema de stent  
periférico CoCr

---

A SOLUÇÃO EM PERIFÉRICO

# Excelente liberação

Baseado na plataforma de sucesso do balão **oceanus 35**, **restorer** apresenta uma liberação de primeiro nível devido a:

- Elevada capacidade de navegação
- Desinsuflação Rápida

Navegabilidade melhorada devido ao desenho único e flexível do stent **restorer**, que apresenta:

- coroas aninhadas
- estrutura helicoidal

O baixo perfil do seu desenho garante uma maior capacidade de cruzamento na lesões mais complexas



CHEGA

CRUZA


LIBERA



# Força radial extraordinária com menor quantidade de metal

Restorer demonstra seu excelente suporte arterial

Relação força radial / Espessura da parede (MPa)



\* Força radial no stent de 6mm de diâmetro. Ensaios realizados pela iVascular. Informação arquivada na iVascular.

## Desenho único

O desenho único do Restorer proporciona superior adaptabilidade a parede do vaso



## Menor reestenosis


restorer está diseñado para minimizar o risco potencial de reestenosis graças a seu processo de fabricação tecnologicamente avançado

- Quantidade de metal otimizada sem comprometer a força radial
- Superfície electropolida ultralisa



## Características gerais:

- Cateter coaxial
- Comprimento útil do cateter: 80 e 140 cm
- Compatível com guia 0,035"
- Perfil da ponta de 0,036"
- Compatível com introdutor 6F



Produto certificado com a marca CE

### Referências Comprimento do Cateter: 80 cm

Diâmetro do Stent (mm)	Comprimento do Stent (mm)			
	18	28	38	58
5	SPC BC35 080 050 018	SPC BC35 080 050 028	SPC BC35 080 050 038	SPC BC35 080 050 058
6	SPC BC35 080 060 018	SPC BC35 080 060 028	SPC BC35 080 060 038	SPC BC35 080 060 058
7	SPC BC35 080 070 018	SPC BC35 080 070 028	SPC BC35 080 070 038	SPC BC35 080 070 058
8	SPC BC35 080 080 018	SPC BC35 080 080 028	SPC BC35 080 080 038	SPC BC35 080 080 058
9	SPC BC35 080 090 018	SPC BC35 080 090 028	SPC BC35 080 090 038	SPC BC35 080 090 058
10	SPC BC35 080 100 018	SPC BC35 080 100 028	SPC BC35 080 100 038	SPC BC35 080 100 058

### Referências Comprimento do Cateter: 140 cm

Diâmetro do Stent (mm)	Comprimento do Stent (mm)			
	18	28	38	58
5	SPC BC35 140 050 018	SPC BC35 140 050 028	SPC BC35 140 050 038	SPC BC35 140 050 058
6	SPC BC35 140 060 018	SPC BC35 140 060 028	SPC BC35 140 060 038	SPC BC35 140 060 058
7	SPC BC35 140 070 018	SPC BC35 140 070 028	SPC BC35 140 070 038	SPC BC35 140 070 058
8	SPC BC35 140 080 018	SPC BC35 140 080 028	SPC BC35 140 080 038	SPC BC35 140 080 058
9	SPC BC35 140 090 018	SPC BC35 140 090 028	SPC BC35 140 090 038	SPC BC35 140 090 058
10	SPC BC35 140 100 018	SPC BC35 140 100 028	SPC BC35 140 100 038	SPC BC35 140 100 058

**Vascular**<sup>®</sup>  
therapies for living

Distribuído por:



Fabricado por:  
iVascular  
LVD Biotech S.L.  
Cami de Can Ubach, 11  
08620 Sant Vicenç dels Horts  
Barcelona - Espanha  
[www.ivascular.es](http://www.ivascular.es)

Filial no Brasil:  
iVascular do Brasil Ltda  
Rua: Presbítero Plínio Alves de Souza s/n  
loteamento Multivias - Bairro: Ermida II  
Jundiá - SP. Cep 13212-181  
Tel +55 11 45252391  
[www.ivascularbrasil.com.br](http://www.ivascularbrasil.com.br)